

EXACTA SERIE ECO BASIC



ARMARIOS DE SEGURIDAD PARA PRODUCTOS QUÍMICOS
NO INFLAMABLES EN CHAPA SIMPLE , SERIE ECO BASIC



K89172 – ECO 12 BASIC

EXACTA SERIE ECO BASIC



ARMARIOS DE SEGURIDAD PARA ALMACENADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS NO INFLAMABLES EN CHAPA SIMPLE, SERIE ECO BASIC.

Construcción en chapa de acero en espesor 8/10 con pintura epoxídica en color gris RAL 7035. Puertas batientes con cerradura de 3 puntos.

Adhesivos según norma ISO 3864.

Estantes regulables en altura y cubeta de fondo para derrames en acero barnizado en epoxy.

Los armarios se sirven con predisposición a la ventilación.



K89172 – ECO 12 BASIC



K89173 – ECO 6 BASIC



K89175 – ECO 12-B BASIC



K89176 – ECO 6-B BASIC

MODELO	CÓDIGO	DIMENSIONES EXTERNAS (L x A x H) mm.	DIMENSIONES INTERNAS (L x A x H) mm.	PESO (Kg)	Nº ESTANTES EN ACERO	CUBETA DE FONDO
ECO 12 BASIC	K89172	1000 x 450 x 2000	990 x 430 x 1980	65	3	SÍ
ECO 6 BASIC	K89173	540 x 450 x 2000	530 x 430 x 1980	45	3	SÍ
ECO 12-B BASIC	K89175	1000 x 450 x 1000	990 x 430 x 998	45	1	SÍ
ECO 6-B BASIC	K89176	540 x 450 x 1000	530 x 430 x 998	35	1	SÍ

ACCESORIOS OPCIONALES	CÓDIGO	DIMENSIONES (L x A x H) mm.
ESTANTE EN ACERO BARNIZADO EN EPOXY PARA K89172 / K89175	K89192	990 x 415 x 30
ESTANTE EN ACERO BARNIZADO EN EPOXY PARA K89173 / K89176	K89193	495 x 415 x 30
EXTRACTOR PARA ÁCIDOS EN CAJA METÁLICA	K89013	250 x 250 x 290
TEMPORIZADOR PARA EXTRACTOR	TIM24	