


Productos de seguridad para el laboratorio y la industria



Armario de seguridad certificados para productos químicos combinados

COMBISTORAGE 60IAB

Armario de seguridad EXACTA para el almacenamiento de productos químicos combinados: inflamables (líquidos y sólidos), corrosivos y nocivos, con clase de resistencia al fuego según FWF de 90 minutos con certificado en 14470-1 (según nueva legislación APQ-10)

| | |
|--|--|
| Modelo | COMBISTORAGE 60 IAB |
| Referencia | EOF239/3C |
| Color | Gris RAL 7035 |
| Categoría 1 | Armarios de seguridad |
| Categoría 1-2 | Armarios para prod. químicos combinados |
| Categoría 1-2-1 | Armarios altos (altura = 195) |
| Categoría 1-2-1-1 | Armarios de 1 puerta |
| Dimensiones externas (L x F x A) mm. | 595 x 600 x 1950 |
| Dimensiones internas (L x F x A) mm. | 496 x 446 x 1540 |
| Peso (Kgs.) | 230 |
| Resistencia al fuego | Tipo 90 |
| Puertas | 1 ciega |
| Separación interna | Si, 2 horizontal |
| Estantes ajustables en altura | 1 dep. inflamables + 2 dep. ácidos + 2 dep. bases (a.inox) |
| Cubeta de retención con rejilla | 1 dep. inflamables |
| Capacidad botellas 1 litro | 150 |
| Sistema de retención de puertas | Si |
| Sistema de ventilación forzada con conductos | DIAM125BP |
| Sistema de ventilación filtrante sin conductos | CFNL |
| Otros accesorios | Ver accesorios EOF232/3C |