



Productos de seguridad para el laboratorio y la industria

Safelabor[^]

Vitrinas de flujo laminar vertical clase II para Citostáticos

CYTO ACTIVA VE150



Modelo	CYTO Activa VE 150
Referencia	CYTO 150VE
Categoría 1	Vitrinas de flujo laminar vertical
Categoría 1-2	Riesgo Biológico
Categoría 1-2-1	Clase II - Tipo A1 / A2
Categoría 1-2-1-1	Ancho 1500
Categoría 1-2-1-1-1	Altura 2130
Dimensiones externas (L x F x A) mm.	1465 x 795 x 2130 (incluye soporte)
Dimensiones internas (L x F x A) mm.	1400 x 690 x 640
Peso (Kgs)	310
Ventana frontal	Vidrio templado motorizado
Iluminación	2 lámparas fluorescentes >800 LUX
Alarmas acústicas / visuales	+/- velocidad - filtros - Lámpara UV
Tomas eléctricas	1 interna 4A - 230V 50Hz
Luz UV	Opcional
Filtros Hepa	3 (1 flujo laminar + 1 extracción + 1 bajo sup. trabajo)
Superficie de trabajo	Acero Inox. Aisi 304 (en segmentos)
Servicios incluidos	Grifo gas combustible + Grifo gas varios
Servicios opcionales	Gas / Vacío / Aire comprimido
Ventilación	2 (1 motor principal + motor radial)
Controlador velocidad aire	Regulación automática velocidad
Instalación	A solicitar
Otros accesorios	Ver accesorios
Descargar ficha completa	"PDF"