

Productos de seguridad para el laboratorio y la industria

Safelabor[^]

Vitrinas de extracción total.

ICP ASEM CLASE 1 120



Vitrina de sobremesa Clase 1 (predominancia uso productos corrosivos)

Modelo	ICP ASEM CLASE 1 120
Referencia	ICP120EN
Categoría 1	Vitrinas de extracción total
Categoría 1-2	Vitrinas de sobremesa
Categoría 1-2-1	Clase 1 (aglomerado con laminado ignífugo)
Categoría 1-2-1-1	Ancho 120
Dimensiones externas (L x F x A) mm.	1200 x 887 x 1600
Iluminación	Incluida (LED = +500 Lux)
Interruptor Luz	Si
Tomas eléctricas	2 tipo Shucko
Interruptor motor	Si + Guardamotor
Superficie de trabajo	No incluida (ver accesorios)
Ventilación	Ver extractores accesorios
Controladores velocidad aire	Ver controladores accesorios
Instalación	A solicitar
Otros accesorios	Ver catálogo general vitrinas
Descargar ficha completa	"PDF"